

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	772350A
<b>Désignation</b>	Pointe Sapphire 200 $\mu$ l



### Description

- ✓ Description : Pointe Sapphire universelle
- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Graduations : oui
- ✓ Coloris : transparent
- ✓ Filtre blanc en Polyethylene

### Certificats

- ✓ Stérile
- ✓ Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

### Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 0, 5-200  $\mu$ l
- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Conditionnement : 96 x 10



### Unité de vente :

960 Pointes à filtre