

POINTES SAPHIRE 200µl, FAIBLE RÉTENTION

- / 775360
- / 775361
- / 775362 (stérile)
- / 775364
- / 775365 (stérile)

Description / spécifications

| | |
|----------------------------|---|
| Désignation | <p>Pointe Sapphire universelle, PP, faible rétention, 200µl, graduée.</p> <p>Pour la manipulation de liquides de volumes compris entre 2µl et 200µl, ajustement universel, graduée.</p> <p>775350 : sachet, non stérile</p> <p>775351 : rack, non stérile</p> <p>775352 : rack, stérile</p> <p>775354 : recharge, non stérile</p> <p>775355 : recharge, stérile</p> <p><u>Rack vide correspondant</u> : 770320 (insert jaune)</p> |
| Dimensions | Voir « Customer Drawing » |
| Volume | 2 - 200 µl |
| Matériaux | <p><u>Pointe</u> : PP (Polypropylène faible rétention), absence métaux lourds</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : PP (Polypropylène), absence métaux lourds</p> |
| Couleur | <p><u>Pointe</u> : transparent</p> <p><u>Rack / couvercle</u> : transparent ; insert rack : jaune</p> |
| Stérilisation | <p>775360, -361, -364 : non stérile</p> <p>775362, -365 : irradiation [SAL⁻⁶]</p> |
| Contrôle qualité | <p><u>Contrôle matières premières</u> : tests physiques</p> <p><u>Contrôle produit</u> : test des attributs et des caractéristiques variables conformément à la spécification valide</p> |
| Autres informations | <p>Usage unique</p> <p>Pointe universelle convenant aux pipettes de laboratoire couramment utilisées telles que Eppendorf, Gilson, Sapphire, Brand - voir liste de compatibilité</p> |

Caractéristiques

Exempt de DNase/RNase, d'ADN humain, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines (pyrogènes) détectables.

Plages température Température ambiante (15°C - 30°C)

Autoclavable 775360, -361, -364 : 121°C / 20 minutes
775362, -365 : n/a (stérile par irradiation)

Résistance chimique Voir notre page internet https://www.gbo.com/en_INT/know-how-services/download-center.html

Durée de conservation 3 ans

Autres informations La procédure de test de compatibilité des pointes est conforme à la norme ISO 8655.

Conditionnement

| | 775360 | 775361, 775362 | 775364, 775365 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------------|
| Pièces / sachet ou rack | 1 000 / sachet | 96 / rack | 96 / rack / recharge |
| Pièces / boîte | - | 960 | n/a |
| Pièces / carton | 15 000 | 5 760 | 4 800 |
| Numéro de lot | E AA MM XXX (usine de fabrication, année, mois, numéro SAP consécutif) | | |

Autres information Certificat qualité à télécharger

Image

