

Désignation

- Désinfectant pour bain-marie Rea-Stabil

Référence

- 074022

Unité de vente

1 Flacon de 200 ml

Description

Stabilisant pour bain-marie et thermostat.

Caractéristiques techniques

- Empêche la formation d'algues, de bactéries et de moisissures
- Bactéricide et fongicide

Application :

1ml de Rea-Stabil dans 1 litre d'eau

Si possible, le bain-marie doit être préparé avec de l'eau distillée ou déminéralisée.

Dès que la couleur bleue disparaît ou au plus tard dans les 3 mois, l'eau doit être renouvelée avec le Rea-stabil

Ingrédients :

Le biocide (98/8/CE) contient :

3,98g/100g de chlorure polymère de N,N-diméthyl-2-hydroxypropylammonium



Avertissement de danger : très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme

Conseil de sécurité : éviter

- Le rejet dans l'environnement
- Collecter les déversements
- Eliminer le contenu conformément aux réglementations locales/nationales

Contient du chlorhydrate de poly hexaméthylène biguanide. Peut provoquer des réactions allergiques.

