

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Référence</b>   | 074272                    |
| <b>Désignation</b> | Electrode pH sentix<br>21 |



### Description :

- ✓ Electrode à gel sans capteur de température
- ✓ Avec câble de 1.5 mètres
- ✓ Fiche DIN
- ✓ Plage pH : 0 à 14
- ✓ Corps électrode : Plastique
- ✓ Longueur : 120 mm
- ✓ Diamètre : 12 mm

### Unité de vente :

1 électrode pH

---