

FICHE TECHNIQUE

Référence	074327
Désignation	Seringue Hamilton 5 μ l



Description :

- ✓ Seringue modèle 75 – série 700
- ✓ Type d'aiguille RN (amovible)
- ✓ Jauge 26S
- ✓ Pointe type 2
- ✓ Volume 5 μ l
- ✓ Dimensions :
 - Longueur de l'aiguille : 51 mm
 - Diamètre externe du tube : 6,60 mm
 - Diamètre externe de l'aiguille : 0,483 mm
 - Diamètre interne de l'aiguille : 0,13 mm

Unité de vente :

1 Seringue Hamilton 5 μ l
