

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	075001
<b>Désignation</b>	Pipeteur Pipet Aid



### Description :

- ✓ Pipeteur Pipet Aid portable 220V
- ✓ Avec batterie rechargeable 9V
- ✓ Avec nez filtrant pour culture
- ✓ 1 vitesse (normal)
- ✓ Pipettes acceptées 1 à 100 ml
- ✓ Pipeteur fiable et robuste
- ✓ Entretien facile

### Unité de vente :

1 Pipeteur Pipet Aid