

FICHE TECHNIQUE

Référence	075003
Désignation	Pipeteur pipet aid xp gravity



Description :

Pipeteur et distributeur de réactifs pour pipettes en verre et en plastique de 1 à 100 ml. Le Pipet-Aid est le pipeteur le plus utilisé au monde : sa fiabilité, sa robustesse, sa facilité d'entretien en font l'instrument le plus réputé de sa catégorie.

Pipet-Aid XP Gravity : identique au Super Pipet-Aid avec une fonction gravité en sus (distribution par gravité, sans poussée). Système gravity, utile en culture cellulaire pour éviter de décoller un tapis de cellules.

Volume	1 - 100 ml
Alimentation	Batterie rechargeable 9 V
Vitesse	3 vitesses (normal, lent, rapide) + gravité
Spécificité	Nez filtrant pour culture
Modèle	Pipet-Aid XP Gra
Poids emballé	0,669 kg
Dimensions emballé	32,5 x 19,5 x 7 cm

Unité de vente :

1 Pipeteur