



**Drummond Scientific Spec Sheet Catalog # 2-000-001**  
**1-5ul Calibrated 5" Pipets**

Longueur: 5.000 "(+/- .010")

Diamètre extérieur: .0430 "(+/- .0030")

Diamètre intérieur: .01340 "(+ .00006") (- .00007 ")

Code couleur: blanc

Emplacement de la ligne noire: ligne supérieure à 2,165 "(+/- 0,005")

(5 lignes au total / graduées 1ul, 2ul, 3ul, 4ul, 5ul)

Type de verre: N51A

Quantité par paquet: 250 pipettes (emballé avec 1 tube d'aspiration)

Le conteneur est étiqueté individuellement avec l'étiquette Drummond: 2-000-001

Remarque: Tous les composants sont fabriqués conformément aux normes du manuel de qualité Drummond à l'aide d'un équipement de mesure traçable NIST.

