

FICHE TECHNIQUE

Référence	075086
Désignation	Micropipette capillaire



Description :

- ✓ Microcaps Drummond
- ✓ Micropipette-capillaire à contenance totale calibrée de bout en bout par un volume défini
- ✓ Haute précision ($\pm 1\%$)
- ✓ Usage unique
- ✓ Verre borosilicaté
- ✓ Volume 30 μl
- ✓ Longueur 78 mm
- ✓ \varnothing ext x \varnothing int 0,97 x 0,70 mm

Unité de vente :

100 Micropipettes capillaire
