

FICHE TECHNIQUE

Référence	075156
Désignation	Micropipette Dialamatic 100 µl



Description :

- ✓ Le microdistributeur Drummond Dialamatic offre une précision volumétrique de +/- 1 % (à plein volume). Le piston réglable et direct définit le volume avec une échelle facile à lire gravée sur l'arbre et des alésages en verre borosilicaté avec piston en acier inoxydable Pointe en PTFE sur le piston.
- ✓ Capacité : 100 µL

Unité de vente :

1 Micropipette