


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	075486
<b>Désignation</b>	Aiguille d'intubation



### Description :

- ✓ En acier inox
- ✓ Terminée par une boule pour éviter toute blessure des tissus lors de l'intubation des animaux
- ✓ Forme courbée
- ✓ Jauge 20G
- ✓ Longueur 1 1/2"
- ✓  $\varnothing$  de la boule 2,25 mm
- ✓ Pour souris de 20 à 25 g
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x h) 0,9 x 38,1 mm

### Unité de vente :

12 Aiguilles d'intubation