

Pot a vis 220ml bouchon rouge aseptique Clearline**Caractéristiques**

- Pot droit 220ml
- Matière Pot : Polypropylène naturel - translucide
- Bouchon rouge
- Hauteur totale avec bouchon : 95.5 mm
- Diamètre extérieur Pot : 57 mm
- Diamètre extérieur Bouchon : 64 mm
- Capacité maximum : 175 ml
- Température d'utilisation : -40°C à +85°C
- Résistance physique : Résistant

Qualité

- Qualité sanitaire : Aseptique
- Traçabilité : Etiquette code-barres, lot de fabrication
- Conformité aux normes :
Marquage CE conforme à la directive CE/98/79
Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004
- Usage unique

Unités :

300 boîtes