


Boîtes de Petri ClearLine® avec 3 ergots stérile**Caractéristiques**

- Boîtes de Pétri Ø 90 avec 3 ergots pour analyses microbiologiques
- Matière : Polystyrène Cristal transparent
- Ø fond : 87.5 mm
- Ø couvercle : 91 mm
- Hauteur totale : 14 mm
- Planéité : < 1 mm
- T° d'utilisation : -40°C / +65°C
- T° de coulage : < 60°C

Conditionnement

- Nombre de boîtes / carton : 500
- Nombre de boîtes / sachet : 20
- Condition de stockage : Température ambiante

Qualité

- Qualité sanitaire : Irradiation à 10kgy
- Traçabilité : Etiquette code-barres, lot de fabrication
- Conformité aux normes : ISO 24998
- Absence de métaux lourds - directive CE/94/62
- Alimentarité matière - règlement (CE) n° 1935/2004
- Usage unique

Unités :

500 boîtes