

## FICHE TECHNIQUE


---

<b>Référence</b>	076344
<b>Désignation</b>	Plateau cuvette



### Description :

- ✓ En acier inoxydable 18/10
- ✓ Coins ronds
- ✓ Longueur (A) : 560 mm
- ✓ Longueur (a) : 500 mm
- ✓ Largeur (B) : 385 mm
- ✓ Largeur (b) : 330 mm
- ✓ Hauteur (C) : 100 mm



### Unité de vente :

1 Plateau cuvette

---