


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	076512
<b>Désignation</b>	Cuillère spatule



### Description :

- ✓ En acier inoxydable 18/10
- ✓ Modèle : Poly
- ✓ Spatule triangulaire
- ✓ Longueur (A) : 250 mm
- ✓ Longueur (a) : 30 mm
- ✓ Largeur (B) : 13 mm
- ✓ Longueur (F) : 35 mm
- ✓ Largeur (E) : 15 mm
- ✓ Diamètre (D) : 5 mm



### Unité de vente :

1 Cuillère spatule