

## FICHE TECHNIQUE


---

<b>Référence</b>	076514
<b>Désignation</b>	Cuillère spatule



### Description :

- ✓ En acier inoxydable 18/10
- ✓ Modèle : Poly
- ✓ Spatule triangulaire
- ✓ Longueur (A) : 250 mm
- ✓ Longueur (a) : 35 mm
- ✓ Largeur (B) : 20 mm
- ✓ Longueur (F) : 65 mm
- ✓ Largeur (E) : 28 mm
- ✓ Diamètre (D) : 8 mm



### Unité de vente :

1 Cuillère spatule

---