



Certified Quality  
Management System

**GOSSELIN™**  
A Corning Brand

## FICHE TECHNIQUE

**DESIGNATION : Inoculateur 1µl PS ve L195 à boule,**  
3 cartons x 150 sachets refermables de 20, STERILE SAL 10-3

### Caractéristiques techniques

- **Matière et couleur du inoculateur**  
polystyrène vert
- **Longueur (mm)**  
195.00
- **Capacité nominale**  
1µl
- **Résistance physique**  
Dur, Fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**  
-40°C/+65°C
- **Autoclavage du corps principal**  
N/A

### Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**  
N/A
- **Quantité par carton (pièces)**  
9000
- **Nombre de sursac**  
sans sursac
- **Rangement**  
150 sachets de S/S 20 pièces

### Références normatives

- **Absence de métaux lourds:**  
N/A
- **Alimentarité**  
N/A
- **Basé sur la norme ISO 11 137**  
N/A
- **Péremption**  
3 an(s)
- **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**  
STERILE SAL 10-3

### Précaution d'utilisation

- **Usage unique**  
N/A

- Conservation en température négative  
N/A

DOMINIQUE DUTSCHER SAS