



Certified Quality
Management System

GOSSELIN™
A Corning Brand

FICHE TECHNIQUE

DESIGNATION : Inoculateur 10µl PS be L195 à boule
3 cartons x 150 sachets refermables de 20, STERILE SAL 10-3

Caractéristiques techniques

- **Matière et couleur du inoculateur**
polystyrène bleu
- **Longueur (mm)**
195.00
- **Capacité nominale**
10µl
- **Résistance physique**
Dur, Fragile
- **Température d'utilisation du corps principal**
-40°C/+65°C
- **Autoclavage du corps principal**
N/A

Conditionnement

- **Conditions de stockage (°C)**
température ambiante (15 à 30°C)
- **Quantité par carton (pièces)**
9000
- **Nombre de sursac**
1 sursac
- **Rangement**
150 sachets de S/S 20 pièces

Références normatives

- **Absence de métaux lourds:**
Matière conforme à la directive CE/94/62
- **Alimentarité**
Matière conforme au règlement n° 1935/2004
- **Basé sur la norme ISO 11 137**
N/A
- **Péremption**
3 an(s)
- **Niveau d'Assurance de Stérilité conformément à la norme ISO 11137**
STERILE SAL 10-3

Précaution d'utilisation

- **Usage unique**

- Conservation en température négative
N/A
-

Domaines d'application

- Industries
 - Environnement
 - Microbiologie
 - Laiterie
-

Disponibilité produit

- Europe Moyen orient Afrique
- Amérique du nord
- Asie Pacifique
- Amérique Latine

DOMINIQUE DUTSCHER SAS