

## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 077068   |
| <b>Désignation</b> | Pointe Gel Saver<br>stérile 5 - 100 $\mu$ l<br>avec filtre (sur rack)<br>- rack de 204 pointes |



### Description :

- ✓ Compatibles avec toutes marques de pipettes 200  $\mu$ l
- ✓ Longueur totale : 68 mm, longueur capillaire : 25 mm
- ✓  $\varnothing$  sortie ext. : 0,61 mm,  $\varnothing$  sortie int. : 0,30 mm
- ✓ Stérile
- ✓ Volume : 5 - 100  $\mu$ l
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ A filtre
- ✓ Autoclavable

### Unité de vente :

1020 Pointes