

FICHE TECHNIQUE

Référence	077107
Désignation	Pointes à filtre, ouverture large 1000 µl



Description :

- ✓ Pointes à filtres
- ✓ En polypropylène
- ✓ Spécialement adaptées à des applications en biologie moléculaire (gel) ou à des marques de pipettes particulières
- ✓ Stériles
- ✓ Ouverture large pour cellules
- ✓ Filtre « self-sealing » anti-contamination
- ✓ Sur rack (10x96)
- ✓ Volume 1000 µl

Unité de vente :

960 Pointes à filtre ouverture large 1000 µl
