

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	077163
<b>Désignation</b>	Pointes 1000 $\mu$ L Longueur 88 mm



### Description :

- ✓ Pointes Grande longueur
- ✓ Volume : 1000  $\mu$ l
- ✓ Ouverture large
- ✓ Particulièrement destinées aux cellules fragiles, ADN et solutions visqueuses
- Dimensions : Longueur : 88,9 mm
- Diamètre intérieur (ID) 7,366 / diamètre extérieur (OD) 8,89 mm à la plus grande extrémité  
ID 0,1524 mm / OD 0,2032 mm à l'extrémité la plus étroite (à l'orifice de la pointe).
- ✓ En vrac - Non stérile
- ✓ Poids et dimension emballé : 1037 g - 43,5 x 32,5 x 10,5 cm

### Unité de vente :

1000 pièces