

FICHE TECHNIQUE

Référence	077169
Désignation	POINTE STANDARD UNIVERSELLE



Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Volume : 100 – 1000 μ l
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Idéales pour les petites séries de pipetage
- ✓ Risques de contamination totalement éliminés
- ✓ Pas d'autoclavage
- ✓ Ne prennent pas de place sous la hotte
- ✓ Sécurité et confort d'utilisation

Unité de vente :

500 pointes