

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	077171
<b>Désignation</b>	Pointe 200 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe grande longueur
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Graduations : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Leur grande longueur permet d'atteindre le fond des tubes profonds et réduit les risques de contaminations
- ✓ Livrée sur rack

### Certificats

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

### Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : compatible avec la plupart des marques de pipettes 200 µl
- ✓ Volume : 200 µl
- ✓ Dimensions : long 90 mm
- ✓ Conditionnement : 8 racks de 204 pointes

### Unité de vente :

1632 Pointes