

Désignation

- Pointe grande longueur 200 μ l (sur rack stérile) - rack de 204 pointes

Référence

- 077172

Unité de vente : 1632



Description

- ✓ Pointes compatibles avec toute marque de pipettes.
- ✓ Leur grande longueur leur permet d'atteindre le fond de tubes profonds et réduit les risques de contaminations.
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Dimensions : Longueur : 90 mm
- ✓ Volume : 200 μ l
- ✓ Autoclavable
- ✓ Stérilisée par irradiation
- ✓ Conditionnement : 8 racks stériles de 204 pointes

