

FICHE TECHNIQUE

Référence	077183
Désignation	Pointes Gel Loading ultra-micro 10µl universelles



Description :

- ✓ Compatibles Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohit*family*

- ✓ Longueur totale : 57 mm
- ✓ Longueur capillaire : 25 mm
- ✓ Ø ext. pointe : 0,61 mm
- ✓ Ø int. pointe : 0,30 mm

- ✓ En racks de 204 pointes

Unité de vente :
1020 (5 racks)
