

FICHE TECHNIQUE

Référence	077187
Désignation	Pointes biseautées



Description :

- ✓ Renforcement de la précision du dépôt
- ✓ Exemptes de DNases, RNases, de pyrogènes, d'endotoxines
- ✓ Profil fin
- ✓ Sur rack stérile
- ✓ Pointes de haute précision dont l'extrémité présente une forme biseautée
- ✓ Spéciales Gilson, Sartorius biohitfamily, Labsystems
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 10 µl

Unité de vente :

10 Racks de 96 Pointes
