

FICHE TECHNIQUE

Référence	077209
Désignation	Pointe 200 µl



Description

- ✓ Description : Pointe idéale pour les petites séries de pipetage
- ✓ Matériau : pointe en polypropylène
- ✓ Filtre : non
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Sous emballage unitaire
- ✓ Ne prennent pas de place sous la hotte
- ✓ Sécurité et confort d'utilisation

Certificats

- ✓ Stérile : oui - stérilisée aux rayons gamma
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Risques de contamination totalement éliminés

Caractéristiques techniques

- ✓ Compatibilité : universelle, compatible avec la plupart des micropipettes
- ✓ Volume : 200 µl

Unité de vente :

500 Pointes