

Désignation

- Tube microtiter 1,2ml robot rack

Référence

- 077213

Unité de vente : 960



**Description**

- Microtube de titrage Thermo Scientific
- Matière : polypropylène
- Coloris : naturel
- Capacité : 1,2 ml
- Idéal pour une grande variété de procédures de laboratoire telles que les tests HTLV-III, RIA, EIA, PCR, le contrôle de qualité pharmaceutique, le stockage d'échantillons dans un congélateur de banque de sang ou le transport d'échantillons et de réactifs.
- Certifié RNase/DNase free
- Autoclavable, peut être congelé jusqu'à -80°C
- Zone d'écriture
- Le couvercle ajusté et lisse protège les échantillons et permet de les empiler.
- Grille alphanumérique pour une identification facile des échantillons.
- Conditionnement : portoir standard pour laboratoire avec couvercle coiffant et feuille d'identification

