

## Désignation

- Pointe à filtre 1250 $\mu$ L Multi-rack low-binding stérile

## Référence

- 077310T

Unité de vente : 768



---

## Description

- Idéal pour le pipetage à partir de récipients profonds (comme des tubes de 15/50 ml ou des blocs de test).
- Rack articulé et réutilisable : permet de réduire la consommation de plastique
- Se recharge facilement avec le nouveau rechargement d'embouts écologiques Multirack non filtrés
- Aucun dispositif de transfert spécial requis
- Stérile
- Volume 1250  $\mu$ l
- Longueur : 102 mm
- Diamètre supérieur : 8,89 mm
- Diamètre du fond : 0,81 mm
- Couleur Naturel
- Forme : XT
- Low binding : Oui
- Filtre : Oui
- Graduation : 200, 500, 1000 $\mu$ l
- Conditionnement : x 96 x 8

