


FICHE TECHNIQUE

Référence	077505
Désignation	Pointes Gel Saver 200 µl



Description :

- ✓ Compatibles avec toutes marques de pipettes 200 µl
- ✓ Longueur totale : 68 mm ; longueur capillaire : 25 mm
- ✓ Diamètre sortie extérieur : 0,61 mm
- ✓ Diamètre sortie intérieur : 0,30 mm
- ✓ Sans filtre
- ✓ Autoclavables
- ✓ En vrac
- ✓ Volume : 200 µl

Unité de vente :

1000 pointes
