

Désignation

- Pointe

Référence

- 077576

Unité de vente

10 Racks de 96 Pointes



Description

Pointe à paroi ultra-fine qui présente l'avantage de fortement réduire l'adhérence du fait de la faible épaisseur du plastique.

Caractéristiques techniques

- Réduction de l'effet de capillarité
- Aucun traitement de surface
- Meilleure précision de la pointe
- S'adapte à toutes marques de pipettes : Ranin, Gilson, Eppendorf, Sartorius Biohitfamily, Finnpiquette, etc.
- Coloris naturel
- Volume : 1 à 250 μ l

