


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	077585C
<b>Désignation</b>	Microtubes en barrette



### Description :

Microtubes et bouchons en barrette pour toutes marques de thermocycleurs.

- ✓ Volume 0,2 ml
- ✓ Paroi extra-fine
- ✓ DNase et RNase free
- ✓ En barrette de 8 microtubes
- ✓ Bouchons dômes
- ✓ Marquage numérique sur les barrettes de tubes et alphabétique sur les barrettes de bouchons
- ✓ Coloris orange

### Unité de vente :

120 Barrettes

---