

FICHE TECHNIQUE

Référence	077744
Désignation	Microtube 1,5 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : oui, bouchon vissant avec joint

Certificats :

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : -80°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 11 x 45,2 mm

Unité de vente : 500 Microtubes