

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------|
| Référence | 077773 |
| Désignation | Capuchons |



Description :

- ✓ Capuchon vissant
- ✓ En PP naturel
- ✓ Avec joint torique
- ✓ Non stérile, exempt de DNase, RNase, ADN, pyrogènes et endotoxines
- ✓ Max FCR : 25 000 x g
- ✓ Température d'utilisation : -80°C à +95°C
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

500 Capuchons
