

FICHE TECHNIQUE

Référence	078843
Désignation	Microcentrifugeuse



Description :

- ✓ Microcentrifugeuse réfrigérée 17R avec rotor 24 tubes x 1.5/2 .0 ml
- ✓ Microcentrifugeuses compactes à surface lisse pour optimiser l'espace sur la paillasse et faciliter le nettoyage
- ✓ Commandes intuitives et affichage clair facilitant les réglages et le fonctionnement
- ✓ Temps d'accélération et de freinage extrêmement courts pour traiter plus d'échantillons en moins de temps
- ✓ Rotor adapté à tous les microtubes de 1,5 à 2 ml
- ✓ Couvercle étanche ClickSeal™ pour une plus grande sécurité
- ✓ Max RCF 17,000 xg 21,100 xg
- ✓ Vitesse max : 13,300 rpm 14,800 rpm
- ✓ Niveau sonore : 50 dBA
- ✓ Plage de température: -9 °C to +40 °C per 1 °C increment
- ✓ Dimensions : 330 x 295 x 445 mm (12.9 x 11.6 x 17.5 in)

Unité de vente :

1 Microcentrifugeuse
