

FICHE TECHNIQUE

Référence	079007
Désignation	Agitateur Scientific Industries Vortex-Genie 1



Description :

- ✓ Agitateur-vortexer à grande vitesse constante
- ✓ Pour agitations ponctuelles ou courtes
- ✓ Livré avec : 1 tête Pop-off pour un tube
- ✓ Garantie : 2 ans

Données Techniques :

Vitesse fixe	2700 rpm
Dimensions (base) l x p x h	165 x 122 x 165 mm (6.5 x 4.8 x 6.5in)
Poids	4 kg (8.8 lb)
Garantie	2 ans
Marquage	ETL listed / CE
Alimentation	230V ; 0,5a
Température d'utilisation	0°C – 38°C (32°F – 100°F)
Humidité maximum	95%

Unité de vente :

1 agitateur



ETL Listed
Conforms to UL Std. 3101-1
Certified to CAN/CSA C22.2

