

Désignation

- Portoir 60 microtubes

Référence

- 079013

Unité de vente : 2



---

**Description**

- Portoir 60 microtubes
- Deux inserts en mousse haute densité pour accueillir jusqu'à 60 microtubes.
- Cet insert s'insère dans la fixation de la plate-forme de 152 mm (référence 146-6005-00) et un est inclus dans le kit de démarrage à échantillons multiples (modèle H301, référence 504-0233-00) à utiliser avec le Famille de mélangeurs Vortex-Genie 2 et Vortex-Genie Pulse.

