

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	079035
<b>Désignation</b>	Flacons ISO



### Description :

- ✓ En verre sodocalcique incolore de bonne résistance chimique
- ✓ Col DIN
- ✓ Bouchon GL45
- ✓ Livrés avec capuchon vissant en polypropylène et bague anti-gouttes
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Dimension (diamètre x hauteur) : 71 x 143 mm

### Unité de vente :

12 Flacons