

Désignation

- Flacons ISO en verre sodocalcique 250 ml

Référence

- 079035A

Unité de vente : 1



Description

- Volume 250 ml
 - Col Din
 - Bouchon GL45
 - Livrés avec capuchon vissant en polypropylène et bague anti-gouttes
 - En verre sodocalcique incolore de bonne résistance chimique
- Volume 250 ml
- Dimensions Col DIN / bouchon GL 45
- Dimensions \varnothing ext du corps (mm) : 71
- Dimensions Hauteur avec bouchon (mm) : 143

