

FICHE TECHNIQUE

Référence	079036
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ Flacons ISO en verre sodocalcique
- ✓ Col Din
- ✓ Bouchon GL45
- ✓ Livrés avec capuchon vissant en polypropylène et bague anti-gouttes
- ✓ Incolore
- ✓ Bonne résistance chimique
- ✓ Diamètre corps : 57 mm
- ✓ Hauteur avec bouchon : 106 mm
- ✓ Volume : 100 ml

Unité de vente :

12 Flacons