

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---|
| Référence | 079705 |
| Désignation | Centrifugeuse thermo scientific multifuge x4r pro |



Description :

- ✓ Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide
- ✓ Conception industrielle moderne
- ✓ Affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température
- ✓ Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle
- ✓ La technologie innovante du couvercle verrouillable
- ✓ Double système de régulation de la température

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 6 Microplates, 4 x 1000 mL BioBottles (with TX-1000 rotors)
- ✓ Plage de températures : -10°C to +40°C, $\pm 2^\circ\text{C}$
- ✓ Tension : 220/240 V
- ✓ Puissance : 1950 w
- ✓ Dimensions : 690 x 746 x 361 mm
- ✓ Poids : 120 kg

Unité de vente :

1 Centrifugeuse