

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	079706
<b>Désignation</b>	Centrifugeuse thermo scientific multifuge x4r pro 208-240V



### Description :

- ✓ Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide
- ✓ Conception industrielle moderne
- ✓ Affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température
- ✓ Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle
- ✓ La technologie innovante du couvercle verrouillable
- ✓ Double système de régulation de la température

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : Tubes sanguins de 196 x 5/7 ml, tubes sanguins de 148 x 9/10 ml, tubes coniques de 96 x 15 ml, tubes coniques de 40 x 50 ml, 6 microplaques, 4 x 1 000 ml BioBottles (avec rotors TX-1000)
- ✓ Tension : 208/240 V
- ✓ Puissance : 1 600 W
- ✓ Dimensions : 690 x 566 x 362 mm
- ✓ Poids : 89 kg

### Unité de vente :

1 Centrifugeuse