

FICHE TECHNIQUE

Référence	079707
Désignation	Centrifugeuse thermo scientific multifuge x4r pro 220V-240V 50HZ



Description :

- ✓ Écran tactile intuitif couleur pour une programmation rapide
- ✓ Conception industrielle moderne
- ✓ Affichage des paramètres définis et des valeurs réelles, optimisation des performances des cycles et précision de la température
- ✓ Vitesse, durée et température se règlent facilement, même en cours de cycle
- ✓ La technologie innovante du couvercle verrouillable
- ✓ Double système de régulation de la température

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : Tubes sanguins de 196 x 5/7 ml, tubes sanguins de 148 x 9/10 ml, tubes coniques de 96 x 15 ml, tubes coniques de 40 x 50 ml, 6 microplaques, 4 x 1 000 ml BioBottles (avec rotors TX-1000)
- ✓ Tension : 220/240 V
- ✓ Puissance : 1950 w
- ✓ Dimensions : 690 x 746 x 361 mm
- ✓ Poids : 120 kg

Unité de vente :

1 Centrifugeuse