

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	079709
<b>Désignation</b>	Centrifugeuse multifuge x1r pro, 220-230 v glp



### Description :

- ✓ Commandes intuitives
- ✓ Conception industrielle moderne
- ✓ Couvercle à fermeture motorisée
- ✓ Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :

Le système de verrouillage sécurisé permet d'installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.

Il permet de passer rapidement d'une application à l'autre. Il permet également d'accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l'appareil.

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 4 x 400 mL with TX-400 rotor
- ✓ FCR max. : 25,830 x g with Microliter 30 x 2 rotor
- ✓ Vitesse max. : 15,200 rpm (Microliter 30 x 2 rotor)
- ✓ Tension : 208/230 V
- ✓ Dimensions : 36.2 x 62.5 x 66 cm
- ✓ Poids : 120 kg

### Unité de vente :

1 Centrifugeuse