

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	080005
<b>Désignation</b>	Tube à centrifuger



### Description :

- ✓ En Polystyrène
- ✓ Fond conique à Jupe
- ✓ Bouchon vissant et joint haute stérilité de couleur blanc
- ✓ Irradié gamma sans surface d'inscription
- ✓ Centrifugeable à 3889 g
- ✓ Volume : 30 ml garantis 95 kPa
- ✓ Dimension : Ø x h : 24.5 x 89 mm
- ✓ Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic *in vitro* (98/79/EC)

### Unité de vente :

400 unités