

FICHE TECHNIQUE

Référence	080005E
Désignation	Container Stérilin



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Avec bouchons vissants en polypropylène et joint haute stérilité
- ✓ Fond conique à jupe
- ✓ Centrifugeables à 3889 g
- ✓ Tubes de 30 ml garantis 95 kPa
- ✓ \varnothing x h : 24,5 x 89 mm
- ✓ Marquage CE en conformité avec la Directive sur les Dispositifs Médicaux pour le Diagnostic in Vitro (98/79/EC)
- ✓ Avec étiquette
- ✓ Avec surface d'inscription imprimée
- ✓ Stérile

Unité de vente :

400 Containers
