

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	080557-2
<b>Désignation</b>	Entonnoir



### Description :

- ✓ Filtrants à fritté n° 2
- ✓ Identification : 3 D
- ✓ Diamètre plaques : 35 mm
- ✓ Diamètre tige : 10 mm
- ✓ Hauteur : 130 mm
- ✓ Diamètre intérieur : 40 mm
- ✓ Porosité : 40 – 100  $\mu$ m
- ✓ Volume : 50 ml

### Unité de vente :

1 Entonnoir

---