

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	080559-3
<b>Désignation</b>	Entonnoir



### Description :

- ✓ Entonnoir filtrant à fritté
- ✓ Fritté n°3
- ✓ Porosité 16-40  $\mu$
- ✓ Identification 17D
- ✓ Volume : 125 ml
- ✓ Diamètre plaques : 60 mm
- ✓ Diamètre tige : 10 mm
- ✓ Hauteur : 140 mm
- ✓ Diamètre interne : 71 mm

### Unité de vente :

1 Entonnoir

---