

Désignation

- Entonnoir de buchner 70ml
- Référence : 080563

Unité de vente : 1



Description

- Entonnoir de buchner
- La plaque de tamis en verre perforée intégrée sert de support pour les membranes de filtration et le papier filtre
- Matière : verre borosilicaté à expansion 3.3
Le verre borosilicaté 3.3 a une très bonne résistance chimique, un comportement quasi inerte, une température d'utilisation maximale élevée, une grande transparence à la lumière et une dilatation thermique minimale. Le verre borosilicaté 3.3 a un coefficient de dilatation linéaire de $3,3 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ à 20 °C. Il est également conforme aux exigences d'un verre neutre USP/EP/JP Type 1 adapté à une utilisation par l'industrie pharmaceutique. Les propriétés de DURAN® sont conformes aux normes ISO 3585 et ASTM-E438
- Type 1 Classe A.
- Diamètre d 57 mm
Hauteur : 132 mm
d1 (OD) 10 mm
Papier filtre assorti d 45 mm
- Capacité 70 ml
- Diamètre du disque 48 mm
- La zone de marquage est une zone en céramique imprimée sur la verrerie de laboratoire pour le marquage/identification à l'aide d'un crayon gras.
- Autoclavable

