

## Désignation

- Entonnoir de Büchner filtrant à fente 220 ml
- Référence : 080565

Unité de vente : 1



---

## Description

- Entonnoir de Büchner filtrant à fente
- Volume : 220 ml
- Application : Analyse qualitative et préparations chimiques ; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; Filtration grossière (sans papier filtre supplémentaire) ; Filtration à pression réduite ; Filtration
- Diamètre extérieur x longueur x diamètre de la racine du pied :  $\varnothing 90$  x 190 x  $\varnothing 18$  mm
- Taille du papier filtre :  $\varnothing 70$  mm
- Matériau : verre borosilicate 3.3
- Autoclavable

